


多彩なオプション品（別売）



① 吸入チューブ  
(各部1個ずつ)

吸入チューブ1本分です

税込 990円



② 吸入チューブ・  
鼻部分 5個セット

吸入チューブ「鼻」部分の  
定期的な交換用に

税込 1,100円



③ 吸入チューブ・  
耳掛け部分 5個セット

吸入チューブ「耳」に掛ける  
部分の定期的な交換用に

税込 1,925円



④ 吸入チューブ・  
接続部分 5個セット

吸入チューブ「接続」部分の  
定期的な交換用に

税込 1,210円



⑤ 眼球用水素  
アイウェア

眼で水素を感じてアイケアに  
(専用チューブ 1.5M付)

税込 6,050円



⑥ バスストーン

手のひらサイズ、お風呂で水素浴を  
お楽しみいただけます  
(専用チューブ 3M・2本付)

税込 16,500円



⑦ 延長チューブ 3M

吸入チューブを3M  
延長可能です

税込 1,980円



⑧ 脱イオンフィルタ  
カートリッジ

精製水のイオンを除去、  
1,000時間ごとに交換

税込 5,500円

※オプション品の価格・仕様は予告なく変更することがございます。

安心のアフターケア



商品のセットアップから、ご購入後の  
アフターフォローまで、安心のアフ  
ターケア窓口をご用意しております。  
ご購入のご相談や不具合などが生  
じた場合は、通話無料ダイヤルへお  
気軽にお問い合わせください。

体験ショールーム



当社商品の水素吸入をご体験頂けます(無料)。  
完全予約制となっておりますので、弊社HPよりご  
予約下さいませ(右下の二次元コードよりアクセ  
スできます)。

所在地／東京都千代田区神田佐久間町2丁目18  
秋葉原STNフロント6階  
営業時間／月～土 10:00～17:30(最終受付16:15)

0800-222-2220 (通話無料ダイヤル)

営業時間／平日10:00～17:30



販 売 会 社  
本 社  
T E L  
製 造 元

株式会社エテルナ  
東京都中央区日本橋小伝馬町2-5 メトロシティ小伝馬町7階  
03-5652-4666  
株式会社光未来



ハイスペック水素ガス吸入器を自宅で手軽に

# Hydro Force II



人生100年時代に、  
“新・健康習慣”



# 水素の驚くべきチカラ



水素の驚くべき奇跡のチカラは、体内の活性酸素と結合して水に変えるというものです。活性酸素、とくにその中でも悪玉活性酸素と呼ばれるヒドロキシラジカルは、細胞内のミトコンドリアのDNAを損傷し、細胞を酸化・老化させると言われています。安全かつ手軽な水素吸入で、いつまでもみずみずしく健康な自分を手に入れませんか？

## 1台で、様々な形で水素を摂り入れることができます



### 吸う

#### 水素吸入

高純度99.995%の水素ガスが1分間に300CC発生。2h/4h/8h/12h20m(間欠モード)/8h(睡眠モード)のタイマー設定が可能で就寝中など長時間のご利用もできます。

#### 水素水

※水素水生成後は、なるべく早くお召し上がりください。

たった2分で水素溶存濃度1.7ppmの水素水生成が可能。力強いミキシングで、様々な飲料を水素飲料にできます。(混入物がない飲料に限ります)

### 飲む



### 感じる

#### 水素風呂

バスストーン(別売オプション品)のご使用でいつものお風呂が水素風呂に変身。全身の肌から水素を吸収してスキんケア。



## ハイドロフォースが選ばれる理由



### Reason01 安全性

「ハイドロフォース」はPEM方式による電気分解方式を採用し、純水素のみを安定して供給します。電解槽には純チタン+プラチナコーティングを使用した高品質設計。2024年以降、数百台を販売しており、これまで事故ゼロ・自然故障ゼロの実績があります。

### Reason02 十分な水素発生量

「水素は多ければ多いほど良い」というわけではありません。水素には「人体に溶存できる限界飽和濃度」があり、弊社の実験では毎分300ccの水素発生量があれば、1,000cc以上の発生量の製品と比較して大きな差は生じないことを確認しています。



### Reason03 お手入れが簡単

日々の複雑なお手入れは不要です。多くの水素吸入器が毎日～週1回程度のメンテナンスを必要とする中、ハイドロフォースは月に1回、精製水を排水して入れ替えるだけ。特別な掃除や洗浄の必要はありません。

### Reason04 超静音+タフな設計

静音性を重視した設計で就寝中にも快適にご利用いただけます。また電解槽の寿命は約5,000時間の利用が目安です。

※電解ユニットを交換(有償)することで新たに約5,000時間の利用が可能になります。



水素発生方式  
水素発生量  
水素純度  
寸法／重量  
吸入時間設定

電源  
消費電力  
製造国  
本体価格

PEM式電気分解  
300cc ±5%/分  
99.995%(ただし水分を除く)  
W290×D240×H300(mm)/5kg  
2時間/4時間/8時間  
/12時間20分(間欠モード)  
/8時間(睡眠モード)  
AC100～240V 50/60Hz  
最大165W  
日本  
660,000円(税込)  
(銀行振込、クレジットカード、ローン払い)