

2018 年 5 月 22 日

アプリ対応で、体型に合わせて各部位に最適な周波数を自動設定！

貼るだけで細くしなやかな身体をつくる EMS 機器「エクリア リーンアップ」

エレコム株式会社（本社：大阪市中区、取締役社長：葉田順治）は、アプリと連携し、それぞれの体型に合わせて、体の各部位に最適な周波数を自動設定できる EMS^{※1} 機器「エクリア リーンアップ」を、2018 年 6 月上旬に発売します。

「エクリア リーンアップ」は、貼るだけで、美しい姿勢のもとになる体幹と、引き締まった細くしなやかな身体をつくることを目的としています。

^{※1} EMS 機器とは電気刺激によって筋肉を収縮させる運動機器です。



「エクリア リーンアップ」HCT-BTP01



「エクリア リーン」シリーズ
（上から 2 点は、初代「エクリア リーン」）

【製品特長】

・アプリ対応で、それぞれの体型に最適な「部位別モード」を自動設定！

スマートフォンから、性別・身長・体重・「お腹のカタチ」などをアプリ「ECLEAR APP」に入力することで、それぞれの体型・各部位に合った周波数「部位別モード」^{※2}を本体に自動設定。

・性別の垣根を取り払った配色とデザイン！

ツヤとマットを組み合わせた特長的なゲルパッドは、ピンクとグリーンのグラデーションカラー。本体は、アプリの表示通りに貼れるよう、分かりやすくグレーとアイボリーがセットになっています。

・アプリのみ 16 段階目「UP」を設定可能！

本製品は 15 段階の強さ設定が可能ですが、アプリで強さを設定した場合にのみ、更にもう 1 段階上の「UP」を選択できます。筋肉の収縮時間や強度を上げた特別プログラムで、より体幹をトレーニングできます。

^{※2} 「部位別モード」について

最大 5000Hz の中周波と低周波を組み合わせた 4 つの「部位別モード」。皮下脂肪の厚みによってトレーニング効率の高い周波数が異なるため、脂肪の厚みによって中周波を変化させ、各部位に最適な運動効果を与えます。また、最適な周波数を選択することで、チクチクとした刺激感を大幅に軽減しています。

【製品コンセプト・開発背景】

「ECLEAR（エクリア）」ブランドコンセプトは「自分のカラダは自分だけがコントロールできる。しなやかな大人のライフスタイルに溶け込むモバイルヘルスケア」。「エクリア リーンアップ」は、このコンセプトを踏襲しつつ、「しなやかなヒト、しなやかなカラダ」とし、これを基に製品を開発。

昨今、男女の隔てはより不明瞭となり（従来の生殖的性差を除く）、様々な嗜好・思想を持つ人が、強い芯をもって自分の想いを体現化してきています。このような様々な想いをもちつつ、柔軟な生き方ができるヒト＝「しなやかなヒト」というコンセプトに合うよう、性別の垣根を取り払ったデザイン・機能にしました。

【アプリ使用方法】

<操作方法>

- ①まず基本情報（性別・身長・現在の体重・生年月日・目標体重）と「お腹のカタチ」を登録します。
- ②「引き締めたい部分」か「効果 UP エクササイズ」、どちらかを選びます。「引き締めたい部分」を選択すると、各部位に適切な貼り方とゲルパッドのタイプが表示されます。「効果 UP エクササイズ」を選択すると、目的にあわせたエクササイズ方法も表示されます。
- ③最適な「部位別モード」が自動で選択され、強さとタイマーを設定してスタートボタンを押すと、トレーニングを開始します。本画面でバッテリー残量も確認可能です。

<Bluetooth(R)接続について>

一度本体とスマートフォンを Bluetooth(R)接続すれば、次からはアプリを立ち上げると自動で接続※3 します。 ※3 本体の電源を入れ、スマートフォンの Bluetooth(R)を ON にした状態。



トレーニングアプリ
ECLEAR APP



iOS : 10.0以降、Android : 5.0以降（2018年5月現在）



【その他特長】

- ・本体だけでも操作できる完全コードレスタイプの超軽量（約 20g）・コンパクトサイズ（直径約 48mm）。
- ・使用中に停止したい場合は、操作ボタンを長押し、または本体をゲルパッドから取り外すことで電源を切ることができる緊急停止機能を搭載。
- ・1 回 15 分で電源が切れる自動オフタイマーを搭載。
- ・充電専用の USB ケーブルが付属。満充電で 90 分以上（6 回分以上）の使用が可能
- ・本体 2 つとゲルパッド 3 枚（コアパッド 1 枚、ツインパッド 2 枚）が付属。
- ・ゲルパッドは水洗いでき、約 300 回繰り返し使用可能。

【製品仕様】

型番	HCT-BTP01
定価	¥ 17,970（税込 ¥ 19,408）
電源	充電式リチウムイオン電池
充電時間/連続動作時間	約 2.5 時間/90 分以上(満充電時)
定格出力電圧	約 42V
タイマー	約 15 分
深層周波数/弛緩周波数	2000Hz～5000Hz/20Hz～30Hz
Bluetooth®対応バージョン	Bluetooth 標準規格 version4.1
電波周波数/電波方式	2.4GHz 帯/GFSK 方式
電波到達距離	見通し 約 10m
モード数	4
サイズ/質量（本体のみ）	約 φ48mm×D16mm/約 20g ※1 個あたり
カラー	アイボリー/グレー
内容物	本体×2、コアパッド×1、ツインパッド×2、保管用シート×1、専用 USB ケーブル×1、収納ポーチ×1、
適応ゲルパッド	HCT-BTP01G1、HCT-BTP01G2、HCT-P01G1、HCT-P01G2

【交換用ゲルパッド概要】

共通概要

- ・「エクリア リーン」シリーズ専用のゲルパッド。
- ・使用しない時にゲルパッドを貼り付ける保管用シートが付属。
- ・ゲルパッドは水洗いでき、約 300 回繰り返し使用可能。

交換用ゲルパッド（ツインパッド 2 枚入り）HCT-BTP01G1 ¥3,190（税込¥3,445）

- ・二の腕やわき腹、内ももなどを鍛えるのに最適な交換用ツインパッド。



交換用ゲルパッド（コアパッド 1 枚入り）HCT-BTP01G2 ¥3,190（税込¥3,445）

- ・お腹やお尻、太ももなどの大きな筋肉を鍛えるのに最適な交換用コアパッド。



（参考情報）【エクリアブランドコンセプト】

ECLĒAR

自分のカラダは自分だけがコントロールできる
 しなやかな大人のライフスタイルに溶け込むモバイルヘルスケア