

2013年2月28日

東レ株式会社

冷蔵庫に収まる大容量2Lのポット型浄水器「トレビーノ®PT304V」

～女性視点で毎日使いやすい安心設計～

東レ株式会社（本社：東京都中央区、社長：日覺 昭廣）は、大容量の2L、かつ冷蔵庫に収まるスリム設計のポット型浄水器「トレビーノ®PT304V」＜品番：PT304V、カートリッジ1個入、オープン価格＞を3月上旬より全国の量販店、ホームセンター、家電量販店などで発売を開始いたします。

当商品は、たっぷり2Lの大容量と、冷蔵庫への収納性の高さを両立させた点が特徴です。「毎日の飲み水や料理など、様々なシーンでどんどん使っていたきたい」、そんな思いから特に女性の視点に立ち、持ちやすさや清潔に使う為の手入れのしやすさなどの、便利な工夫も凝らした商品です。



■料理にも便利な「大容量2L」と冷蔵庫に収まる「スリム設計」を両立

取っ手の出っ張りを抑えた無駄のないスマートかつスリムな設計で、冷蔵庫のドアポケットや野菜室にデッドスペースを作らず収納が可能。狭いキッチンでもシンク周りのちょっとした隙間スペースに置く事が出来ます。シンプルで洗練された佇まいは、どんな食卓にもしっくりとなじみます。



＜冷蔵庫 野菜室＞



＜冷蔵庫 ドアポケット＞



＜キッチン＞



＜ダイニングテーブル＞



<炊飯に>



<料理に>



<にぎりやすい取っ手>

■女性の手でも「しっかり持って注げるデザイン」

女性にとって 2L の水を入れたポット型浄水器を扱うことは重たく一苦勞。そこで、水を入れた際の持ちやすさにも着目しました。取っ手下部にも水を溜められる容器形状にすることで、水を入れた際の重心を取っ手側に寄せる事が出来、2L の水を入れた際もぐらつきにくく安定して注ぐことが出来ます。



重心が後ろにかかっているので、にぎりやすく、注ぎやすい。

■全てのパーツが外せて「洗いやすく清潔」

キッチン用品で求められる最も重要なポイント、「清潔さ」にももちろん配慮。全てのパーツが簡単に取り外し出来て丸洗いが可能。ポットの奥まで手が入り、すみずみまでラクに洗えます。



■ミネラルそのまま「高除去」&「スピード浄水」

カートリッジは、実績のある安心のJIS12項目高除去カートリッジを搭載。残留塩素やトリハロメタン、カビ臭等をしっかりと除去しながら、1L約5分※のスピード浄水で、たっぷり使う炊飯や汁物料理にもすぐに使えてとても便利です。

※ 水質、水温や季節、地域、注ぎ方などの使用状況により、ろ過に時間がかかったり、早まったりする場合があります。

JIS12項目浄水能力クリア

遊離残留塩素
総トリハロメタン
溶解性鉛
カビ臭(2-MIB)
農薬(CAT)
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
クロロホルム
プロモジクロロメタン
ジプロモクロロメタン
プロモホルム

浄水時間 1L約5分^{※2}

他社製品の^{※3}約2倍のスピード!

※2 1Lあたり約5分でろ過しますが、水質・水温や季節・地域・注ぎ方などの使用状況により、ろ過に時間がかかったり、早まったりする場合があります。
 ※3 他社浄水器ろ過流量 0.1L/分の場合

■うっかり防止「カートリッジ交換目安表示付き」

「あ、カートリッジ交換忘れてた・・・」忙しい主婦はついカートリッジ交換を忘れがち。「トレビノー PT304V」は交換目安表示をご使用中に気づきやすい取っ手部に表示します。冷蔵庫から取り出すとき、料理中にシンク周りに置くととき、食卓で、いつでも目につく場所でさりげなくお知らせすることで、うっかり交換忘れを防ぎます。

**うっかり防止
カートリッジ交換目安表示**

取っ手の中のスライダーで
カートリッジ交換時期を設定。
(設定例:5月上旬交換)

1. 商品名 トレビーノ®PT304V (品番：PT304V)

2. 商品特徴

- (1) 料理にも便利な「大容量2L」
- (2) 冷蔵庫に収まりキッチンや食卓でも邪魔にならない「スリム設計」
- (3) JIS 試験方法 12 項目で浄水能力クリア「高除去タイプ」
- (4) 1L 約 5 分ですぐにおいしい「スピード浄水」
- (5) 女性の手でも「しっかり持って注げるデザイン」
- (6) 全てのパーツが外せて「洗いやすく清潔」
- (7) うっかり防止「カートリッジ交換目安表示付き」

3. 商品仕様

商品名	トレビーノ® PT304V		
品番	PT304V		
JAN コード	4 960685 889078		
希望小売価格	オープン価格 (カートリッジ1 個入り)		
サイズ	高さ 295mm×幅 237mm×奥行 101mm		
重量	2810 g (満水時)		
ろ過流量	0.2ℓ/分		
ろ材の種類	活性炭、イオン交換体		
浄水能力	遊離残留塩素	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	総トリハロメタン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	溶解性鉛	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	2-MIB (カビ臭)	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	CAT (農薬)	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	テトラクロエチレン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	トリクロエチレン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	1,1,1-トリクロエタン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	クロホルム	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	ブromoクロメタン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	ジブromoクロメタン	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
	ブromoホルム	(総ろ過水量 200L, 除去率 80%,	JIS S3201 試験結果)
カートリッジ寿命	200ℓ (交換時期の目安：1 日 3ℓ使用の場合、約 2 ヶ月 1 日 2ℓ使用の場合、約 3 ヶ月)		
交換用カートリッジ	PTC.VJ(1 個入り：オープン価格)・PTC.V2J(2 個入り：オープン価格) トレビーノポット型シリーズなら初期搭載以外のカートリッジも使用できます。		

4. 販売展開

- (1) 発売開始時期：2013 年 3 月上旬
- (2) 販売ルート：全国の量販店、ホームセンター、家電量販店など

5. マスコミの方のお問い合わせ先

東レ(株) 広報室 [東京] 03-3245-5179 [大阪] 06-7688-3085
トレビーノホームページ www.torayvino.com

6. 消費者の方のお問い合わせ先

トレビーノ サービスセンター 0120-32-4192
月～金 (祝祭日、弊社休業日を除く) 10:00～12:00・13:00～17:00

以上