

亀の子スポンジ販売開始のご案内



株式会社亀の子束子西尾商店(本社:東京都北区滝野川6-14-8、代表取締役社長:西尾智浩)は、新製品として「亀の子スポンジ」の販売を開始します。

亀の子スポンジは、たわしの元祖である「亀の子束子」から「亀の子」の名前を受け継ぎ、新しく「スポンジのスタンダード」となるべく生まれた商品です。

商品開発にはコラムニストの石黒智子氏、そしてパッケージデザインにはグラフィックデザイナー・アートディレクターとして活躍中の菊地敦己氏にご協力頂き、亀の子束子が考える「スポンジに求められる機能」をシンプルに見極め、製品化しました。一見ごく普通の四角いスポンジでありながら、こだわりの詰まった「亀の子スポンジ」を是非お試し下さい。

加えて、このスポンジ専用設計の「亀の子スポンジホルダー」も同時にリリース致します。ステンレス製家庭用品において大きな信頼を集める「大木製作所」製、亀の子スポンジ専用サイズの特注品です。シンプルなデザインの亀の子スポンジを美しく収納することができます。

弊社は今後「亀の子スポンジ」のブランド化とスポンジ製品ラインナップの整理を進め、「亀の子束子と亀の子スポンジ」の2つの商品群で、これまでの100年同様にこの先100年もご愛顧頂けるよう、努めてまいります。

取扱い店舗

2015年5月1日より下記店舗にて先行販売を行います。

亀の子束子本店、亀の子束子谷中店、亀の子束子オンラインショップ、day&day's 全店、jour et jours 全店
(2015年6月より随時取扱い開始店舗を拡大予定です)



【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社亀の子束子西尾商店
担当:広報部 石井
TEL. 03-3916-3231 (代表)
ishii@kamenoko-tawashi.co.jp
<http://www.kamenoko-tawashi.co.jp/>

抗菌効果



銀イオンの圧倒的な抗菌効果。6時間経過時点で検出できないくらい菌の繁殖を抑えます。

*写真は塗布面がわかりやすいように、別色で抗菌剤を塗布しております。製品はスポンジと同色にて塗布されますのでご注意ください。

使いやすい厚み



こだわりの27mm。厚くすると腰が強くなりすぎ、薄いと頼りない。絶妙な27mmの握り心地。


さらに不織布を貼付けていないので柔らかく握りやすいのが特徴です。

水切れ・泡切れ=清潔・長持ち



目を粗めにすることで水切れと泡切れが良くなり、スポンジが清潔で長持ちします。

「亀の子スポンジ」の銀イオンによる抗菌試験結果



生菌数推移	開始	6時間後	12時間後
検体1(亀の子)	7.1 × 10 ⁵	<10	<10
対照	7.1 × 10 ⁵	9.1 × 10 ⁵	1.1 × 10 ⁷

(試験液 1ml当り)
<10: 検出せず

検査機関: 財団法人 日本食品分析センター(第14047932001-01号)

- 試験菌: 大腸菌O157
- 検体0.5gを試験液20mlに沈め、25℃で保存、測定
- 開始時の生菌測定数: 710,000個/ml
- 検体1は銀イオンの抗菌剤を使用
- 対象: 検体未添加の試験菌液

商品一覧



亀の子スポンジ
【カラー】 ホワイト
【価 格】 300円 (税抜)



亀の子スポンジ
【カラー】 グレー
【価 格】 300円 (税抜)



亀の子スポンジ
【カラー】 イエロー
【価 格】 300円 (税抜)



亀の子スポンジホルダー
【カラー】 シルバー
【価 格】 800円 (税抜)