

ウェアラブル EMS 美顔器の新モデル『メディリフト プラス』がゲルセットになって登場

YA-MAN TOKYO JAPAN 『メディリフト プラス ゲルセット』

2021年6月5日(土)より新発売

ヤーマン株式会社（代表取締役社長：山崎貴三代、所在地：東京都江東区）は、先端テクノロジーと常識にとられないアイデアを駆使して新たな美を創造するブランド「YA-MAN TOKYO JAPAN」より、ウェアラブル EMS 美顔器『メディリフト プラス』と、相性を考え抜いて開発された専用化粧品『メディリフト プラス ゲルセット』を6月5日(土)よりヤーマン直営店、百貨店、メディリフトストア、一部の免税店、一部の家電量販店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」にて新発売いたします。ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップ PayPay モール店でも好評発売中。



■『メディリフト プラス』とは

表情筋にアプローチする人気の「メディリフト」シリーズの新モデル。

ワンタッチ装着でフェイスラインまでしっかりホールド。効率的なリフトケア*1を。

☑フェイスラインまでしっかりアプローチする幅広バンドとワイドな EMS 電極を採用し、お顔を下顎から頭頂部へ物理的に引き上げる面積がさらに広く*2。お肌と電極の接地面積は約 2.5 倍に拡大し、EMS の実感値は約 30%アップ*2。

☑大小頬骨筋、咬筋それぞれに EMS で適切なアプローチ。

それぞれの筋肉に合わせて適切な周波数の EMS を出し分けます。咬筋へアプローチする「リリース EMS」は、より深層の筋肉までリーチ可能になりました。

☑ワンタッチ装着可能。

面ファスナーを頭頂部で留めるだけ。装着しやすい設計に。

☑モード選択なし、1回10分*3でOK。リフトケア*1に重要な筋肉へのアプローチを10分間のコースに最適プログラミング。装着して電源を入れるだけなので、簡単に使えます。



『メディリフト プラス』がアプローチする「大小頬骨筋」と「咬筋」。

全顔の筋肉を区別せず一気に鍛えるのはエイジングケア*4にとって逆効果になる可能性があります。

『メディリフト プラス』は、鍛えるべき「大小頬骨筋」にはトレーニング EMS で、硬くなりがちな「咬筋」には休ませるためのリリース EMS*5 でアプローチ。部位によって適切な波形を自動で出力するので、装着するだけで効率的にお顔のもたつきをケアできる点が魅力です。



■『メディリフトゲル』とは

『メディリフトゲル』は、ウェアラブル EMS 美顔器「メディリフト」シリーズの使用感をより向上させるために開発した専用美容ゲルです。

『メディリフト プラス』の EMS の刺激をサポートするのはもちろん、天然由来の美容成分を 5 種類マイクロカプセル化した「マッスルセル・コンプレックス」が角質層のすみずみまで行き渡ることで、肌にわき上がるような弾力をあたえます。

『メディリフト プラス』で肌深部の表情筋を刺激しながら、『メディリフトゲル』を使用して肌表面のケアを行うことで、内外トータルでお顔にアプローチできます。



『メディリフトゲル』の特徴

☑「EMS ブースターエッセンス」配合で表情筋ケアを効率化。

EMS の刺激をサポートする「EMS ブースターエッセンス」に多く含まれる保湿成分*6 が、水分と反応してイオン化されます。成分の絶妙な配合により、メディリフトの EMS をお肌に効果的に伝え、刺激を補助します。

☑「マッスルセル・コンプレックス」で肌弾力をサポート。

天然由来の美容成分を 5 種類詰め込んだマイクロカプセル「マッスルセル・コンプレックス」を贅沢に配合。有用成分をマイクロカプセル化することで、被膜がはじけてそれぞれの成分を時間差で適所に届けることが可能です。べたつかず軽いテクスチャーで角質層によく浸透し、肌に弾力を与えます。

☑ハリ・弾力ケア成分配合でエイジングケア*4。

3D ヒアルロン酸を含む 4 種のヒアルロン酸、3 種のセラミドで豊かなハリに満ちた肌へ。さらに、みずみずしく保つオシロフト・シンエイク・リフトニンエクスプレスなどのハリケア成分によってエイジングケア*4 を叶えます。

☑ 2 つのフリー処方。

● 100% オイルフリー処方

油剤を一切使用していないため、後から使う化粧品の浸透を妨げません。

● 7 種のフリー処方

鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、パラベン、エタノール、シリコーン 不使用。

■ 使いかた

メイクを落として洗顔した後、セットの『メディリフトゲル』またはお手持ちの化粧水や美容液などで十分に保湿してから使用してください。シートマスクの上からも使用できます。EMS はお肌と電極間に水分が十分ないとケアの効率が低下します。『メディリフトゲル』はお肌に十分に水分を与え、『メディリフト プラス』の表情筋ケアをサポートします。

「メディリフト」シリーズのご紹介

1978年の設立以来、ヤーマンは家庭用から業務用まで数多くの美容機器を開発してきました。

多くのヤーマン製品から、「ハンズフリーのウェアラブルEMS美顔器」という新しい美顔器カテゴリを切り開いたのが「メディリフト」シリーズです。口もと、フェイスライン、目もと、首もとのお悩みを筋肉からアプローチすることに着目。長年培った表情筋理論とEMS(筋肉への電気刺激)技術をもとに、“適切な部位に、適切な波形”を与えることを実現。さらに、忙しい現代人のライフスタイルも考慮して、「1回10分*3、つけるだけ」でケアが完了することをコンセプトに加えました。

性別年齢問わず、美を志す多くのお客様に支持されている美顔器シリーズです。

■製品概要

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN(ヤーマン トウキョウ ジャパン)

製品名：メディリフト プラス ゲルセット

販売価格：税込 37,180 円

発売日：2021年6月5日(土)発売予定*

型番：EPM-18BB-1

外形寸法：シリコンマスク：約 W615×H170(mm) コントローラー：約 W90×H55×D20(mm)

質量：約 176g (コントローラー+シリコンマスク)

付属品：メディリフトゲル、シリコンマスク、充電用 USB ケーブル、AC アダプター、取扱説明書(保証書付)

充電時間：約 2 時間

ゲル容量：50g

取扱店：ヤーマン直営店、百貨店、メディリフトストア、一部の免税店、一部の家電量販店、ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ショップ 楽天市場店、ヤーマン公式ショップ PayPay モール店

*店舗により発売日が変更になる場合がございます。

メディリフト プラス製品ページ：

<https://www.ya-man.com/brand/yaman/products/medilift/medi-lift-plus.html>

*1 美容機器の装着によってお肌を物理的に持ち上げてケアすること

*2 メディリフト(EP-14BB)との比較において

*3 使用時間

*4 年齢に応じたケア

*5 EMS 波形による感じ方

*6 保湿成分：クエン酸、クエン酸 Na

*発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

*販路によって一部梱包仕様が異なる場合がございます。