

～リラクゼーションの飽くなき追求～

『姿勢専用マッサージチェア ファミリーメディカルチェア3A 登場』

～業界初機能肩引きエア―ともみ玉のコラボ、姿勢専用マッサージチェア～

～ ファミリー・ファイテン業務提携 ～

～ファミリーメディカルチェアとファイテンアクアチタンのWリラクゼーション～

ファミリー株式会社[本社:大阪市 代表取締役:稲田 二千武(いなだ・にちむ)]とファイテン株式会社[本社:京都市 代表取締役:平田 好宏]は、更なる市場のニーズに対応すべく、かつ健康産業全体の活性化のため業務提携を結ぶ運びとなりました。提携企画第一弾として「ファイテン」社のアクアチタンを搭載したメディカルチェア「ファミリーメディカルチェア3A」をファミリー社より 2009年2月から発売致します。

■「ファミリー」「ファイテン」業務委託契約 締結

マッサージチェアの専門メーカー、ファミリー株式会社はマッサージチェア業界のリーディングカンパニーとして、これまで他社にない画期的な発想で市場をリードする機能的な製品を開発してきました。更なるリラクゼーションの飽くなき追及のために、コラボレーション企画のプロデュースにも携わることとなり、今回スポーツグッズなどの健康関連商品のパイオニア的存在でもある「ファイテン株式会社」と業務提携を結ぶこととなりました。その提携企画第一弾として、「ファミリーメディカルチェア3A」にファイテン社のアクアチタンを浸透させたシートをマッサージチェアの座面に内蔵した新商品を市場に投入します。

■「姿勢を正して健康生活」を開発コンセプトにした、メディカルチェアとファイテンシートのコラボレーション企画

デスクワーク等で運動不足になりがちな現代において、毎年、国民の健康に対する意識は様変わりをし、健康機器をはじめサプリメント、また健康に対する意識は年々高まりつつあります。その中で、「姿勢」というキーワードは、インターネットで「姿勢」と検索すると、1億2千万件を超えるサイトにヒットします。また、「姿勢」は習慣の蓄積であり、毎日の「姿勢」を伸ばすといった習慣作りが大切とされています。「姿勢を正して健康生活」をコンセプトに開発された「ファミリーメディカルチェア3A」は業界初の機能である「胸そらし」+「もみ玉マッサージ」の動きに重点を置いて、かつ業界初「肩引ユニット」のエア―の動きで「姿勢」を伸ばして全身をリフレッシュしてくれる新しい動きを開発しました。今回この「ファミリーメディカルチェア3A」の座面に、ファイテン社のアクアチタンを浸透させたシートを内蔵することで、マッサージ機能とアクアチタン素材によるダブルリラクゼーションを実現しました。

< 本件に関するお問い合わせ先 >

ファミリー×ファイテン事業提携ならびに新商品発表会PR事務局

担当:鈴木・濱村

TEL:03-5572-6071 FAX:03-5572-6075 E-mail:ta-suzuki@vectorinc.co.jp

「メディカルチェア3A」の特徴 ～ 姿勢を正して 健康生活 ～

「姿勢」をグウ〜ッと伸ばす“ストレッチ運動”

業界初の「胸そらし」の動作を新たに取り入れ、姿勢を正すをコンセプトに開発！

- 胸そらし・・・肩引(けんびき)エアーと背裏エアーともみ玉の連動で、胸をグッと開くようなストレッチ運動を行います。(※背裏エアーは FMC-9200 にはありません)



メディカルプログラム一新

新手法を搭載し、従来の機種以上にコリの深部まで届くメディカルプログラムを開発！

- 肩引(けんびき)もみ・・・肩甲骨を避けて、肩甲骨際の肩引部分をマッサージします。
- 首こねもみ・・・首すじのコリをしっかりつかんで、グリグリと指圧感覚でほぐします。
- 肩上(けんじょう)もみ・・・コリがたまりやすいと言われている、肩 upper 部分をぐっともみ玉でマッサージします。
- 腰深もみ・・・疲れがたまりやすい腰の外側付近まで背骨を中心に最大 19cm までもみ玉が広がり広い範囲をマッサージします。

ーアクアチタンとはー

ファイテンは、今まで水に溶けないとされていたチタン(Ti)を、独自の技術により分子単位で水と結合させる事に成功しました。その水溶化されたチタンが「アクアチタン」です。特殊技術でチタンを水溶化(アクアチタン)させ、繊維の一本一本にチタンを浸透させることが可能となりました。

アクアチタンを応用したファイテンの代表的な商品「RAKUWA ネック」は、阪神タイガース金本知憲選手をはじめ日本ハムファイターズダルビッシュ有選手、マラソンの高橋尚子選手などが愛用しており、メジャーリーグMLBのオーセンティックライセンスも取得している商品です。

トップアスリートが愛用する RAKUWA ネックに採用されている素材アクアチタンを活用することで、私たちが本来持っているチカラを引き出し、カラダを本来のリラックス状態に導くサポートをします。



「ファミリーメディカルチェア3A」商品概要

(1) 販売名	ファミリーメディカルチェア3A FMC-9100 ファミリーメディカルチェア3A FMC-9101 ファミリーメディカルチェア3A FMC-9200
(2) 販売価格	オープン価格
(3) 発売日	2009 年 2 月 4 日
(4) 構成	本体: マッサージ器 付属品: 電源コード・アース線・枕(大)(小)・緩衝パッド(厚)(薄)・指圧シート×2個・指圧パッドA/B×各 2 個・リモコンホルダー・リモコンスタンド(別売り)
(5) 本体の寸法及び重量	寸法: 幅約 72(78)cm×奥行約 133(196)cm×高さ約 114(75)cm 幅の()内の数字は手もみユニットを最大に広げた状態 奥行・高さの()内の数字は最大リクライニング及びフットレスト水平時 重量: 約 82 kg
(6) 電氣的定格	定格周波数: 50-60Hz 定格時間: 30 分 電撃に対する保護の形式: クラス 0 I 機器
(7) 動作原理	本機器はチェアの背部に設けたもみ玉とチェアの各部に内蔵したエアバッグにより、もみ・たたき・背すじ伸ばしなど身体の筋組織をマッサージする椅子式の家庭用電気マッサージ器です。

【使用目的・効能又は効果】

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこゝと。

【品目仕様等】

1) マッサージ	1. マッサージ速さ もみ 3 段階 最小約 10 回/分、最大約 32 回/分 たたき 3 段階 最小約 180 回/分、最大約 500 回/分
	2. 施療部移動の速さ 約 30 秒で 1 往復(約 4.1cm/秒)
	3. マッサージ範囲 約 70cm(部分ローラーのとき約 15cm の範囲で自動反復)
2) オートタイマー	約 15 分(自動コース時は異なります)
3) 医療機器認証番号	FMC-9100 220AKBZX00125000
	FMC-9101 220AKBZX00126000
	FMC-9200 220AKBZX00127000