

atomico

さらに使いやすく  
多機能に

## QUICK DEFROST PLATE With DEFROST BOOST BAND

置くだけで急速解凍する解凍プレートに「解凍ブーストバンド」を搭載でさらに使いやすく多機能になりました。

自然解凍の  
**12.9倍**

※自社検証結果は、パッケージ背面下部に記載してあります。検証結果は、目安です。効果を保証するものではありません。


- お弁当の粗熱取りに
- 刺身の柵の解凍に
- 炊き立てご飯の粗熱取りに
- 冷凍ご飯の解凍に
- 冷凍庫に入れて急速冷凍



**バンドで密着しっかり解凍**  
バンドで食材を解凍プレートに密着させることで、食材と解凍プレートの接触面を増やし、熱移動を促進させ、しっかり解凍します。



**食材のドリップに浸らない**  
脚付のバンドなので、解凍時に出る食材のドリップや、汁に浸りにくく、衛生的に使えます。




**そのまま食卓に**  
食材がおいしく見えるホワイトカラーなので、食器のようにそのまま食卓に出して使えます。




**取り外して洗える**  
バンドは脱着式なので、外して洗えてお手入れも簡単。

### 解凍速度比較データ（自社調べ）



### 解凍ブーストバンド搭載

置くだけで急速解凍できる解凍プレートに、専用シリコン製「解凍ブーストバンド」を搭載。冷凍された食材をプレートにしっかりと密着固定することで、解凍が進んで柔らかくなった後もプレートとの接触面を最大化。アルミの高い熱伝導を逃さず、解凍効率をさらにブーストします。さらにブーストバンドに保冷剤を挟めば、プレート全体を効率的に冷却。お弁当やご飯の粗熱とり手作りお菓子や離乳食のクールダウンにも大活躍です。




**食材から熱(冷)が移動する**  
食材の熱が急速に移動することが素早く行えます。

バンド未使用



食材とプレートに隙間がある

バンド使用



食材とプレートの隙間が少ない

※同じサイズのロック氷(40g)を「解凍プレート バンド付きM」「解凍プレートM」「PP製まな板」にそれぞれ載せ、完全に解けるまでの時間を比較。結果、「PP製まな板」は2時間19分かかったのに対し、「解凍プレートM」は13分35秒、「解凍プレート バンド付きM」は10分46秒で解凍。最大で約12.9倍速く解凍しました。(室内気温21.5℃・湿度55%の環境下で測定。上記結果は目安であり保証するものではありません)

**解凍プレート バンド付き S**  
¥1,900 (税込 ¥2,090)

サイズ/縦170mm×横233mm×厚さ10mm  
重量/325g  
主材質/アルミニウム、シリコンゴム  
入数/25  
原産国/中国  
JAN CODE 4573306 876465

食器洗浄機 OK 冷凍庫 OK

**解凍プレート バンド付き M**  
¥2,300 (税込 ¥2,530)

サイズ/縦211mm×横296mm×厚さ10mm  
重量/502g  
主材質/アルミニウム、シリコンゴム  
入数/25  
原産国/中国  
JAN CODE 4573306 876472

食器洗浄機 OK 冷凍庫 OK

商品企画書 atomico 解凍プレートバンド付きS/M Vol.01

株式会社シービージャパン 東京都足立区梅島1-36-9

TEL : 03-5888-1051 FAX : 03-5888-1052 URL : <http://www.cb-j.com>

CB JAPAN CO.,LTD.

